

**DANH MỤC KẾ HOẠCH VẬT TƯ Y TẾ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Công văn số 279/BVN-KHTH ngày 05/7/2023 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
1	Ectoin 2%	Dung dịch xịt mũi Alegin Spray chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Ectoin ổn định màng tế bào do đó bảo vệ và chống lại các loại phản ứng khác nhau. Hiệu quả: Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi, bảo vệ niêm mạc mũi, chống lại phấn hoa và hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.  Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin – Hydro – Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu cùng với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trưởng thành và cho thấy có thể giảm triệu chứng viêm niêm mạc mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kì tác dụng phụ đáng kể nào.	hộp	2.000	
2	Băng cuộn 10cm x 5m	Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	300	
3	Băng thun 3 móc	Băng thun màu trắng, sợi polyester, spandex và sợi cotton, trọng lượng 90 g/m <sup>2</sup> , co giãn 200%, có kiểm tra vi sinh.	Cuộn	700	
4	Bơm 50ml tiêm	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). TC ISO 13485; TC ISO 11737-2:2019 vô khuẩn	cái	87.000	
5	Bơm tiêm 10ml	Vỏ bơm (Xilanh): không có vết rạn, nứt, bavia. Đảm bảo độ trong suốt, có thể quan sát được dung dịch khi tiêm. Vạch chia dung tích in rõ nét. Pít- tông: không có vết rạn, nứt, bavia. Gioăng: làm từ nhựa mềm tạo độ kín khít giữa pít- tông với vỏ bơm. Kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh trong điều kiện bình thường, không bị oxy hóa; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ. Kim có nắp chụp bảo vệ. Đốc kim có màu theo tiêu chuẩn quốc tế giúp phân biệt cỡ kim. Bơm tiêm có các dung tích: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; Kim có các cỡ: 14G, 15G, 16G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 30G, 32G... hoặc tùy theo nhu cầu người dùng. Bơm tiêm được khử trùng bằng khí E.O	Chiếc	5.000	
6	Bơm tiêm 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, Kim làm bằng thép không gỉ. Sản phẩm	Chiếc	10.000	

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
7	Bông y tế 25g	Bông không hút nước được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, không loại mỡ. Bông y tế không thấm nước (chưa tiệt trùng) - nguyên liệu 100% sợi Bông. Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút, Không mùi. Bề mặt được xử lý bằng tia nước áp lực cao giúp mịn, không xơ thừa.	gói	900	
8	Clip cầm máu tiêu hóa	- Đóng mở được nhiều lần - Xoay 360 độ - Độ mở clip: 15mm - Chiều dài catheter: 210cm - Đầu linh hoạt giúp xoay và đi qua thiết bị kẹp nâng dễ dàng hơn. - Có phủ, có khóa cho phép hoạt động trơn tru tránh làm hỏng kênh soi.	cái	10	
9	Đầu Evac mỏ Amidan và nạo VA	Đầu Evac mỏ amidan và nạo VA dùng cho máy Coblator II. Đầu thẳng, có thể uốn cong, chiều dài làm việc là 6 inches (chưa kể phần tay cầm) Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút	cái	250	
10	Dây nối bơm tiêm điện 140cm	Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn, đầu nối luer lock. Thể tích tồn dư 1 mm. Chất hóa dẻo DEHT an toàn. Đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, TUV, CE	Cái	10.800	
11	Dây nối bơm tiêm điện 140cm	Chất liệu: nhựa y tế, không DEHP Đặc điểm: 2 đầu nối dương - âm, dễ thao tác. Tiệt trùng bằng khí OE. Chiều dài ống dây: 140cm	Cái	83.400	
12	Điện cực tim	Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng	cái	15.000	
13	Dụng cụ hút mũi Có chổi lông vệ sinh dụng cụ	Nhựa y tế an toàn Đạt tiêu chuẩn: ISO: 13485:2016 Bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành	cái	2.220	
14	Natri clorid 3,0%.	Natri clorid 3,0%. Natri hyaluronat 0,02%. Xylitol Dikali hydrogen phosphat, Kali dihydrogen photphat, Natri EDTA, Glycerin, Benzalkonium chloride, nước tinh khiết vừa đủ	lọ	720	
15	Muối biển tinh khiết (natri clorid 0,9%)+ Bạc nano	Muối biển tinh khiết (natri clorid 0,9%), Bạc nano, Acid boric, Natri tetraborat decahydrat, Benzalkonium clorid, Dinatri edetat, HPMC E6, Propylen glycol, Nipagin, Glycerin, Glucose, Nước tinh khiết vừa đủ	Chai	1.000	
16	Dung dịch xịt mũi Natri clorid 0,9%	Natri clorid (muối biển) 23 mg, dinatri hydrophosphat, natri dihydrophosphat, dinatri edetat, benzalkonium clorid, nước tinh khiết.	Lọ	1.000	

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
17	Nước muối sinh lý đẳng trương nồng độ 0,9%	<p>Nước muối được biết đến là phương pháp vệ sinh, sát khuẩn mũi họng, an toàn &amp; tiết kiệm đem lại hiệu quả trong phòng và điều trị các bệnh đường hô hấp trên.</p> <p>Nước muối sinh lý đẳng trương nồng độ 0,9% được sử dụng phổ biến để vệ sinh mũi từ lâu. Gần đây các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam nghiên cứu tác dụng của dung dịch muối ưu trương (Với các nồng độ 1,3%; 1,9%; 2,3%; 3%) so với nước muối sinh lý và thấy rằng nước muối ưu trương có khả năng làm sạch mũi tốt hơn, giúp giảm ngạt mũi kéo dài hơn nước muối sinh lý, khả năng kháng khuẩn tốt hơn nhờ nồng độ muối cao hơn.</p> <p>Khi sử dụng dung dịch muối ưu trương với đặc tính hút nước từ trong tế bào nên có tác dụng giảm sưng huyết, phù nề niêm mạc mũi, làm mềm gỉ mũi gây ngạt mũi nhờ đó cải thiện đáng kể tình trạng ngạt mũi và sổ mũi.</p> <p>Tuy nhiên, việc lựa chọn nồng độ ưu trương phù hợp, an toàn đảm bảo có hiệu quả và ít ảnh hưởng đến niêm mạc mũi nhất là rất quan trọng.</p> <p>Nước muối ưu trương có nồng độ ưu trương nhẹ, vừa đủ tạo thông thoáng mũi, vừa an toàn cho niêm mạc mũi trên bệnh nhân nhỏ tuổi hoặc mãn tính thường phải sử dụng nhiều lần lặp lại trong mùa cảm cúm</p>	hộp	1.000	
18	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Tốc độ hút nước < 5s	Cái	10.000	
19	Gạc răng miệng trẻ em	Là một sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, gạc vệ sinh răng miệng trẻ em Baby Bro dưới đây sẽ mang đến một công cụ hữu ích cho việc vệ sinh răng miệng trong những năm tháng đầu đời của bé trở nên hiệu quả. Sản phẩm được làm từ 100% chất liệu cotton Hàn Quốc cao cấp, đã được tiệt trùng bằng tia Gamma nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo mà mẹ có thể dành cho việc chăm sóc sức khỏe của bé yêu trong những năm tháng đầu đời	Miếng	5.000	
20	Dầu pararin	Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật Dùng trong các phẫu thuật và da sau chấn thương	Ống	1.500	
21	Sodium chloride 3%	Sodium chloride 3% và các thành phần khác Dung dịch xịt mũi muối ưu trương cùng hệ đệm phù hợp cho mũi và xoang kết hợp cùng với sodium hyaluronate giúp giảm xung huyết mũi, tăng độ ẩm cho mũi, làm loãng dịch nhầy ở mũi đem lại tác dụng hiệu quả trong mọi tình huống tắc nghẽn niêm mạc mũi ở trẻ.	Hộp	500	

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
22	Sodium Chloride 1,5g	Sodium Chloride 1,5g và Sodium bicarbonate 1mg	Hộp	500	
23	Sodium Chloride 1,5g	Sodium Chloride 1,5g và Sodium bicarbonate 1mg	Hộp	500	
24	Sodium chloride 3%	Sodium chloride 3% và các thành phần khác	Hộp	500	
25	Kem dưỡng ẩm hiệu quả bôi ngoài da chứa các thành phần tự nhiên	là một loại kem dưỡng ẩm hiệu quả bôi ngoài da chứa các thành phần tự nhiên: Mofex Oil®, Lanovaseline, Gliceryl Monostearate, Cera Alba, Cetylsteary Alcohol, Shea Butter, Jasmine oil, Triethanolamine, Methyl P- Hydroxybenzoate, Propyl P- Hydrobenzoate, Butylhydroxytoluene, Alpha-tocopherol.	tub	500	
26	Khẩu trang trẻ em	Khẩu trang giấy y tế gồm 4 lớp, trong đó có 2 lớp vải không dệt	Hộp	5.000	
27	Khẩu trang y tế	Khẩu trang giấy y tế gồm 4 lớp, trong đó có 2 lớp vải không dệt	Cái	45.000	
28	Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ (22G)	Kim gây tê tùy sống đầu kiểu Quinck. Quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có nhiều màu. Tối thiểu các cỡ G18, G20, G22, G25, G27.	Cái	1.125	
29	Kim tiêm các số	Kim các số, Vi dụng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485	Cái	480.000	
30	Mask khí dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung.</li> <li>- Dây dẫn có chiều dài <math>\geq 2m</math>, lồng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.</li> <li>- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khí mặt nạ và mũi bệnh nhân.</li> <li>- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.</li> <li>- Các cỡ: M, L, XL.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li> </ul>	Cái	5.100	
31	Mặt nạ Oxy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu.</li> <li>- Dây dẫn có chiều dài <math>\geq 2m</math>, lồng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.</li> <li>- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khí mặt nạ và mũi bệnh nhân.</li> <li>- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.</li> <li>- Các cỡ: M, L, XL.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li> </ul>	Cái	3.000	

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
32	Miếng dán hạ sốt	Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thấm nước làm mát lạnh tự nhiên. Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, say nắng theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra ngoài.  Làm mát dịu trong suốt 10 tiếng.  An toàn khi sử dụng với thuốc.  Không gây hại da.  Dính tốt và dễ gỡ bỏ.	miếng	1.500	
33	Natri clorid 30 mg	Mỗi ml chứa: Natri clorid 30 mg	Ống	23.100	
34	Nhiệt kế y học thủy ngân	Chất liệu thủy tinh, cột đo nhiệt độ bằng thủy ngân đo được tối đa 42 độ. Sp đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO 13485 ; 2003, CE, FDA	Cái	6.312	
35	Nhỏ tai chiết xuất từ thiên nhiên	Tinh dầu hạnh nhân  - Dầu lý chua đen và tinh dầu lưu lý  - Tinh dầu cây tùng  - Tinh dầu hoa phong lữ  - Tinh dầu đinh hương  - Bisabolol ( hoa cúc )  - Chiết xuất keo ong  - Vitamin E  - Tinh dầu trà	hộp	1.000	
36	Kem bôi chống hăm trẻ em	100% Lanolin tinh khiết.	Tuýp	1.035	
37	Gel bôi niêm mạc miệng	Lidocain HCl 1%, Clorocresol 0,1%, cetylpyridinium clorid 0,02%, ethanol, glycerin, hdroxypropyl cellulose, natri saccharin, ponceau 4R, nước tinh khiết.	Hộp	3.000	
38	Nước muối sinh lý Natriclorid 0.9% lọ 10ml	Natri clorid 90mg.- Nước cất vừa đủ 10ml.	Lọ	100.200	
39	Dây hút dịch các số	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhãn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 TUV, CE.	Cái	69.000	
40	Sonde dẫn lưu ổ bụng	Chất liệu tráng silicon Kích thước 5 ID x7 OD mm Mài đầu có lỗ Đầu bo tròn nhãn, không gây dị ứng Đảm bảo vô khuẩn	Cái	300	

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
41	Sonde nelaton các cỡ	Ống dài từ 36-37cm, bằng cao su y tế, 1 đầu hở, 01 đầu kín có 01 lỗ thông dài 1cm về một bên. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000	Cái	500	
42	Natri clorid 3.0%, Natri Hyaluronat 0.02%	Natri clorid 3.0%, Natri Hyaluronat 0.02%, Xylitol, DiKali hydrogen phosphat, Kali dihydrogen phosphat, Natri EDTA, Glycerin, Benzalkonium chloride, Nước tinh khiết vừa đủ	lọ	1.500	
43	Xịt họng Carboxymethyl beta- glucan+Chiết xuất Hedge	<p>Sản phẩm OTOSAN THROAT SPRAY có công thức với hương vị cam dễ chịu. Các hành động kết hợp của các thành phần của nó đã được thiết kế để thúc đẩy sự khỏe mạnh của đường hầu họng.</p> <p>Carboxymethyl beta-glucan: nhờ các đặc tính dính của nó, nó tạo thành một hàng rào bảo vệ dọc theo niêm mạc hầu họng, thuận lợi cho việc hydrat hóa các mô bị kích thích và mang lại cảm giác nhẹ nhõm.</p> <p>Chiết xuất Hedge thực hiện một hành động làm dịu đặc hiệu trên niêm mạc hầu họng bị kích thích.</p> <p>Anethole = cung cấp một cảm giác dễ chịu của sự tươi mát.</p> <p>Tinh dầu cỏ xạ hương trắng = hoạt động giống như dầu dưỡng và làm dịu trên niêm mạc bị – kích thích.</p> <p>Tinh dầu cam hữu cơ = hành động thơm và làm dịu trên niêm mạc bị kích thích.</p>	hộp	200	